

# POLAR MATRATZE

1PRMS-002

17,5 H | 190 L | 91,5 B (cm)

Gewicht: 12 kg



## EIGENSCHAFTEN

- Eignet sich für den Einsatz mit Sovie, Harby und Zurich Betten
- Weicher Bezug für erhöhten Liegekomfort
- Atmungsaktive Matratze
- Hygienisch abwischbar, sehr strapazierfähig und schwer entflammbar
- Wasserdichte, hitzeverschweißte Nähte verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten - ideal bei Inkontinenz
- Ohne Reißverschlüsse - kein Versteckmöglichkeiten



## MATERIAL/FERTIGUNG

Die leichte, wasserresistente und abwischbare Oberfläche bietet durchgehend hervorragende Hygieneigenschaften. Vollständig hitzeverschweißte Nähte unterstützen die Wasserbeständigkeit und den Schutz vor Manipulationen; das Innere besteht aus schwer entflammbarem CMHR-Schaumstoff und ist somit sicher für Patienten und Personal.

## PRÜFNORMEN

- Schwer entflammbar gemäß BS 7177:2008 + A1:2011

## OPTIONEN

- Einige Matratzen mit integriertem Keilkissen erhältlich
- Auch in den folgenden Abmessungen verfügbar:

	Einzelbett (91,5 cm)	Bariatriches Bett (122 cm)	Doppelbett (137 cm)
12,5 cm Dicke	1PRMS-001 12,5 H   190 L   91,5 B (cm)	1PRM4-63-6-CS 12,5 H   190 L   122 B (cm)	1PRM46-63-6-CS 12,5 H   190 L   137 B (cm)
18 cm Dicke	1PRMS-002 18 H   190 L   91,5 B (cm)	1PRM4-63-7-CS 18 H   190 L   122 B (cm)	1PRM46-63-7-CS 18 H   190 L   137 B (cm)
33 cm Dicke	1PRM3-001 33 H   190 L   91,5 B (cm)	1PRM4-63-13-CS 33 H   190 L   122 B (cm)	1PRM46-63-13-CS 33 H   190 L   137 B (cm)
53 cm Dicke	1PRM3-63-21-CS 53 H   190 L   91,5 B (cm)	1PRM4-63-21-CS 53 H   190 L   122 B (cm)	1PRM46-63-21-CS 53 H   190 L   137 B (cm)

## FARBE/OBERFLÄCHE

Matratze in Standardausführung Navy Blue

## LIEFERUNG

Vorlaufzeit: 3 Wochen

## AUFBAU/MONTAGE

Wird gebrauchsfertig geliefert. Keine Montage erforderlich.

## PFLEGE

Bei oberflächlichen Verschmutzungen verwenden Sie ein Einwegtuch und eine warme Lösung eines neutralen Reinigungsmittels. Verwenden Sie keine Scheuermittel und desinfizieren Sie die Matratze an Ort und Stelle mit einer 0,1 %-igen Natriumhyperchlorit-Lösung (1000 Teile pro Million Chlorteile). Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigern auf biologischer oder phenolischer Basis. Alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen gründlich abgespült und die Matratze muss vor der Lagerung bzw. Wiederverwendung gut getrocknet werden. Es ist ratsam, die Matratze regelmäßig von oben nach unten sowie von Seite zu Seite zu wenden. Somit wird der Druck gleichmäßiger verteilt und Druckstellen sowie ein einseitiges Abnutzen vermieden.

## GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler

T

+49 2739 8983910

E

kontakt@pineapplecontracts.com

W

de.pineapplecontracts.com

Pineapple