

EIGENSCHAFTEN

- Speziell entwickelt für das Ryno® Bett
- Reißfester Bezug aus Polyurethanbeschichtetem Nylongewebe
- Vandalismusgeschützt, sehr strapazierfähig und schwer entflammbar
- Wasserdichte, hitzeverschweißte Doppelnähte verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten
- Ohne Reißverschlüsse - keine Versteckmöglichkeiten
- CMHR-Schaum sorgt für einen stabilen, schwer entflammbaren Kern



MATERIAL/FERTIGUNG

Die Oberfläche besteht aus vandalismusgeschütztem, polyurethanbeschichtetem Nylongewebe. Dieses antimikrobielle, abwischbare Äußere bietet hervorragende Hygieneigenschaften. Doppelt vernähte, vollverschweißte Nähte sorgen für Wasserfestigkeit und Manipulationssicherheit. Der Kern der Matratze besteht aus schwer entflammbarem CMHR-Schaum und ist somit sicher für Patienten und Personal.

PRÜFNORMEN

- Schwer entflammbar gemäß BS 7177, Feuerquelle Crib5

OPTIONEN

- Auch in Ausführung Crib7 erhältlich
1SOMR-001-7
12,5 H | 200 L | 91,5 T (cm)
- Auch als dickere Matratze (Crib5 und Crib7) erhältlich
1SOMR-002-5
18 H | 200 L | 91,5 T (cm)
- 1SOMR-002-7
18 H | 200 L | 91,5 T (cm)

FARBE/OBERFLÄCHE

Matratze in Standardausführung Purple

AUFBAU/MONTAGE

Wir gebrauchsfertig geliefert. Keine Montage erforderlich.

PFLEGE

Bei oberflächlichen Verschmutzungen verwenden Sie ein Einwegtuch und eine warme Lösung eines neutralen Reinigungsmittels. Verwenden Sie keine Scheuermittel und desinfizieren Sie die Matratze an Ort und Stelle mit einer 0,1 %-igen Natriumhyperchlorit-Lösung (1000 Teile pro Million Chlorteile). Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigern auf biologischer oder phenolischer Basis. Alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen gründlich abgespült und die Matratze muss vor der Lagerung bzw. Wiederverwendung gut getrocknet werden. Es ist ratsam, die Matratze regelmäßig von oben nach unten sowie von Seite zu Seite zu wenden, damit der Schaumstoffkern entlastet werden kann.

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler