

EIGENSCHAFTEN

- Reißfester Bezug aus Polyurethanbeschichtetem Nylongewebe
- Vandalismusgeschützt, sehr strapazierfähig und schwer entflammbar
- Wasserdichte, hitzeverschweißte Doppelnähte verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten
- Ohne Reißverschlüsse - keine Versteckmöglichkeiten
- CMHR-Schaum sorgt für einen stabilen, schwer entflammbaren Kern



MATERIAL/FERTIGUNG

Die Oberfläche besteht aus vandalismusgeschütztem, polyurethanbeschichtetem Nylongewebe. Dieses antimikrobielle, abwischbare Äußere bietet hervorragende Hygieneigenschaften. Doppelt vernähte, vollverschweißte Nähte sorgen für Wasserfestigkeit und Manipulationssicherheit. Der Kern der Matratze besteht aus schwer entflammbarem CMHR-Schaum und ist somit sicher für Patienten und Personal.

PRÜFNORMEN

- Schwer entflammbar gemäß BS 7177, Feuerquelle Crib5 (auch Crib7 erhältlich)
- Reißfestigkeit geprüft gemäß BS 3424:4982: min 50 (N), Teil 5: Methode 7B min 50 (Standard)

OPTIONEN

- Alle Matratzen auf in Ausführung Crib7 erhältlich
- Einige Matratzen mit integriertem Keilkissen erhältlich
- Auch in den folgenden Abmessungen verfügbar:

	Einzelbett (91,5 cm)	Bariatisches Bett (122 cm)	Doppelbett (137 cm)
12,5 cm Dicke	ISOM3-001 12,5 H 190 L 91,5 B (cm)	ISOM4-63-5-CS 12,5 H 190 L 122 B (cm)	ISOM46-63-5-CS 12,5 H 190 L 137 B (cm)
18 cm Dicke	ISOM3-002 18 H 190 L 91,5 B (cm)	ISOM4-63-7-CS 18 H 190 L 122 B (cm)	ISOM46-63-7-CS 18 H 190 L 137 B (cm)
33 cm Dicke	ISOM3-63-13-CS 33 H 190 L 91,5 B (cm)	ISOM4-63-13-CS 33 H 190 L 122 B (cm)	ISOM46-63-13-CS 33 H 190 L 137 B (cm)
53 cm Dicke	ISOM3-63-21-CS 53 H 190 L 91,5 B (cm)	ISOM4-63-21-CS 53 H 190 L 122 B (cm)	ISOM46-63-21-CS 53 H 190 L 137 B (cm)

FARBE/OBERFLÄCHE

Matratze in Standardausführung Blue

LIEFERUNG

Vorlaufzeit: 3 Wochen

AUFBAU/MONTAGE

Wir gebrauchsfertig geliefert. Keine Montage erforderlich.

PFLEGE

Bei oberflächlichen Verschmutzungen verwenden Sie ein Einwegtuch und eine warme Lösung eines neutralen Reinigungsmittels. Verwenden Sie keine Scheuermittel und desinfizieren Sie die Matratze an Ort und Stelle mit einer 0,1 %-igen Natriumhyperchlorit-Lösung (1000 Teile pro Million Chlorteile). Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigern auf biologischer oder phenolischer Basis. Alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen gründlich ab gespült und die Matratze muss vor der Lagerung bzw. Wiederverwendung gut getrocknet werden. Es ist ratsam, die Matrate regelmäßig von oben nach unten sowie von Seite zu Seite zu wenden, damit der Schaumstoffkern entlastet werden kann.

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler