



EIGENSCHAFTEN

- Reißfester Bezug aus PVC-beschichtetem Nylongewebe
- Vandalismusgeschützt, sehr strapazierfähig und schwer entflammbar
- Das Standardmodell verfügt über wasserabweisende, hitzeverschweißte Nähte, um das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern - ideal bei starker Inkontinenz
- Wasserdichte, hitzeverschweißte Doppelnähte verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten
- Ohne Reißverschlüsse - Versteckmöglichkeiten sind ausgeschlossen und schnelle, gründliche Kontrollen ermöglicht



MATERIAL/FERTIGUNG

Die Oberfläche besteht aus vandalismusgeschütztem, PVC-beschichtetem Nylongewebe. Dieses antimikrobielle, abwischbare Äußere bietet hervorragende Hygieneigenschaften. Vollständig verschweißte Nähte sorgen für Wasserfestigkeit und Manipulationssicherheit. Der Kern der Matratze besteht aus schwer entflammbarem CMHR-Schaum und ist somit sicher für Patienten und Personal.

PRÜFNORMEN

- Schwer entflammbar gemäß BS 7177, Feuerquelle Crib5 (auch Crib7 erhältlich)
- Reißfestigkeit geprüft gemäß BS 3424:4982: min 50 (N), Teil 5: Methode 7B min 50 (Standard)

OPTIONEN

- Alle Matratzen auf in Ausführung Crib7 erhältlich
- Einige Matratzen mit integriertem Keilkissen erhältlich
- Auch in den folgenden Abmessungen verfügbar:

	Einzelbett (91,5 cm)	Bariatisches Bett (122 cm)	Doppelbett (137 cm)
12,5 cm Dicke	ISOM3-001 12,5 H 190 L 91,5 B (cm)	ISOM4-63-5-C5 12,5 H 190 L 122 B (cm)	ISOM46-63-5-C5 12,5 H 190 L 137 B (cm)
18 cm Dicke	ISOM3-002 18 H 190 L 91,5 B (cm)	ISOM4-63-7-C5 18 H 190 L 122 B (cm)	ISOM46-63-7-C5 18 H 190 L 137 B (cm)
33 cm Dicke	ISOM3-63-13-C5 33 H 190 L 91,5 B (cm)	ISOM4-63-13-C5 33 H 190 L 122 B (cm)	ISOM46-63-13-C5 33 H 190 L 137 B (cm)
53 cm Dicke	ISOM3-63-21-C5 53 H 190 L 91,5 B (cm)	ISOM4-63-21-C5 53 H 190 L 122 B (cm)	ISOM46-63-21-C5 53 H 190 L 137 B (cm)

FARBE/OBERFLÄCHE

Matratze in Standardausführung Blue

LIEFERUNG

Vorlaufzeit: 3 Wochen

AUFBAU/MONTAGE

Wird gebrauchsfertig geliefert. Keine Montage erforderlich.

PFLEGE

Bei oberflächlichen Verschmutzungen verwenden Sie ein Einwegtuch und eine warme Lösung eines neutralen Reinigungsmittels. Verwenden Sie keine Scheuermittel und desinfizieren Sie die Matratze an Ort und Stelle mit einer 0,1 %-igen Natriumhyperchlorit-Lösung (1000 Teile pro Million Chlorteile). Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigern auf biologischer oder phenolischer Basis. Alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen gründlich abgespült und die Matratze muss vor der Lagerung bzw. Wiederverwendung gut getrocknet werden. Es ist ratsam, die Matrate regelmäßig von oben nach unten sowie von Seite zu Seite zu wenden, damit der Schaumstoffkern entlastet werden kann.

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler