

# POLAR MATRATZEN

1PRMS-002

17,5 H | 190 L | 90 B (cm)

Gewicht: 12 kg



Schwer  
entflammbar



Wasser-  
resistent

## EIGENSCHAFTEN

- Weicher Bezug für erhöhten Liegekomfort
- Atmungsaktive Matratze
- Hygienisch abwischbar, sehr strapazierfähig und schwer entflammbar
- Wasserdichte, hitzeverschweißte Nähte verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten - ideal bei Inkontinenz
- Ohne Reißverschlüsse - Versteckmöglichkeiten sind ausgeschlossen und schnelle, gründliche Reinigung ermöglicht



## MATERIAL/FERTIGUNG

Leichtes, wasserabweisendes, abwischbares Material bietet hervorragende Hygieneigenschaften. Vollständig wärmeverschweißte Nähte unterstützen die Wasserfestigkeit und die manipulationssicheren Eigenschaften. Das Innere besteht aus schwer entflammbarem CMHR-Schaum, welcher sowohl für Patienten als auch für das Personal sicher ist.

## TEST STANDARDS

- Feuerbeständigkeit geprüft gemäß BS 7177:2008 Feuerquelle 5 und A1:2011

## OPTIONEN

- Mit integriertem Keilkissen erhältlich
- Auch in anderen Ausführungen erhältlich (siehe unten)

	Einzel (90 cm)	Bariatric (122 cm)	Doppel (137 cm)
12,5 cm Dicke	1PRMS-001 12,5 H   190 L   91,5 T (cm)	1PRM4-63-5-CS 12,5 H   190 L   122 T (cm)	1PRM46-63-5-CS 12,5 H   190 L   137 T (cm)
18 cm Dicke	1PRMS-002 18 H   190 L   91,5 T (cm)	1PRM4-63-7-CS 18 H   190 L   122 T (cm)	1PRM46-63-7-CS 18 H   190 L   137 T (cm)
33 cm Dicke	1PRAS-001 33 H   190 L   91,5 T (cm)	1PRM4-63-13-CS 33 H   190 L   122 T (cm)	1PRM46-63-13-CS 33 H   190 L   137 T (cm)
53 cm Dicke	1PRM3-63-21-CS 53 H   190 L   91,5 T (cm)	1PRM4-63-21-CS 53 H   190 L   122 T (cm)	1PRM46-63-21-CS 53 H   190 L   137 T (cm)

## FARBE/OBERFLÄCHE

Polar (Navy Blau)

## LIEFERUNG

Vorlaufzeit: 3 Wochen

## MONTAGE

Keine Montage erforderlich.

## PFLEGE

Bei oberflächlicher Verschmutzung verwenden Sie ein Einwegtuch und eine warme Lösung eines neutralen Reinigungsmittels. Verwenden Sie keine Scheuermittel und desinfizieren Sie an Ort und Stelle mit einer 0,1%-igen Natriumhyperchloritlösung (1000 Teile pro Millionen Chlor). Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigern auf biologischer oder phenoloischer Basis. Alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen gründlich abgespült werden und die Matratze muss vor der Lagerung oder Wiederverwendung getrocknet werden. Es ist ratsam, die Matratze regelmäßig von oben nach unten und von Seite zu Seite zu drehen, um dem Schaumstoffkern die Möglichkeit zu geben, sich zu entlasten und die Lebensdauer der Matratze zu verlängern.

## GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler

T

02739 8983910

E

kontakt@pineapplecontracts.com

W

de.pineapplecontracts.com

Pineapple