



EIGENSCHAFTEN

- Reißfester Bezug aus Polyurethanbeschichtetem Nylongewebe
- Vandalismussicher, sehr strapazierfähig und schwer entflammbar
- Wasserdichte, hitzeverschweißte Doppelnähte verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten
- Ohne Reißverschlüsse - Versteckmöglichkeiten sind ausgeschlossen und schnelle, gründliche Kontrollen ermöglicht



MATERIAL/FERTIGUNG

Matratze aus vandalensicherem, Polyurethanbeschichtetem Nylon. Dieses antimikrobielle, abwischbare Material bietet hervorragende Hygieneigenschaften. Doppelt genähte, vollverschweißte Nähte sorgen für Wasserbeständigkeit und Schutz vor Manipulationen. Das Innere besteht aus schwer entflammbarem CMHR-Schaum und ist somit sicher für Patienten und Personal.

PRÜFNORMEN

- Reißfestigkeit geprüft gemäß 3424:4982: min 50 (N)

OPTIONEN

- Alle Matratzen sind auch in Ausführung Zündquelle 5 erhältlich.
- Mit integriertem Keilkissen erhältlich
- Auch in anderen Ausführungen erhältlich (siehe unten)

	Einzel (90 cm)	Bariatric (152 cm)	Doppel (137 cm)
12,5 cm Dicke	ISOM5-001 12,5 H 190 L 90 T (cm)	ISOM4-63-5-C5 12,5 H 190 L 122 T (cm)	ISOM46-63-5-C5 12,5 H 190 L 137 T (cm)
18 cm Dicke	ISOM5-002 18 H 190 L 90 T (cm)	ISOM4-63-7-C5 18 H 190 L 122 T (cm)	ISOM46-63-7-C5 18 H 190 L 137 T (cm)
33 cm Dicke	ISOM3-63-13-C5 33 H 190 L 90 T (cm)	ISOM4-63-13-C5 33 H 190 L 122 T (cm)	ISOM46-63-13-C5 33 H 190 L 137 T (cm)
53 cm Dicke	ISOM3-63-21-C5 53 H 190 L 90 T (cm)	ISOM4-63-21-C5 53 H 190 L 122 T (cm)	ISOM46-63-21-C5 53 H 190 L 137 T (cm)

FARBE/OBERFLÄCHE

Scorpio (blau)

LIEFERUNG

Vorlaufzeit: 3 Wochen

MONTAGE

Keine Montage erforderlich.

PFLEGE

Bei oberflächlicher Verschmutzung verwenden Sie ein Einwegtuch und eine warme Lösung eines neutralen Reinigungsmittels. Verwenden Sie keine Scheuermittel und desinfizieren Sie an Ort und Stelle mit einer 0,1%-igen Natriumhyperchloritlösung (1000 Teile pro Millionen Chlor). Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigern auf biologischer oder phenoloischer Basis. Alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen gründlich abgespült werden und die Matratze muss vor der Lagerung oder Wiederverwendung getrocknet werden. Es ist ratsam, die Matratze regelmäßig von oben nach unten und von Seite zu Seite zu drehen, um dem Schaumstoffkern die Möglichkeit zu geben, sich zu entlasten und die Lebensdauer der Matratze zu verlängern.

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler