FORM DRUCKENTLASTENDE MATRATZE







EIGENSCHAFTEN

- → 5 Schichten aus Spezialschaumstoff sorgen für langlebigen Komfort und Entlastung
- → Wabenförmige Schicht fördert Luftzirkulation und Flexibilität
- → Feste Basis und feste Seiten sorgen für Stabilität
- → Hygienischer, abwischbarer PU-Bezug mit wasserfesten, vollständig verschweißten Nähten
- → Schwer entflammbar gemäß BS 6807:2006, Feuerquelle Crib5
- → Angaben zu Druckfeldern auf Anfrage erhältlich



MATERIAL/FERTIGUNG

Druckentlastende Hybridmatratze mit 5 Schichten. Gewebtes Polyamid beschichtet mit antimikrobieller Polyurethan-Beschichtung. Zusammensetzung aus Polyamid und PU. Geeignet für die Verwendung an Pflegebetten. Aufgrund des Memory-Schaumstoffs wird das Wenden / Drehen der Matratze nicht empfohlen.

PRÜFNORMEN

- → Schwer entflammbar gemäß BS EN 59-1-2:1995 und BS7175:1989, Feuerquelle Crib5
- → Reißfest gmäß Warp ISO 4674-1:1998: min 32 (N) Weft 22 (N)

OPTIONEN

Empfohlen zur Anwendung am Harby Einzelbett und Acumen Einzelbett

FARBE/OBERFLÄCHE

Matratze standardmäßig in der Ausführung Blue

MONTAGE

Keine Montage erforderlich.

PFLEGE

Mit einem milden Reinigungsmittel abwischen. Waschen oder chemisch reinigen bei bis zu 40oC. Zur Desinfektion Natriumhypochlorid bis zu einer Konzentration von 10.000 Teilen pro Million Aktivchlor verwenden. Bei starken Verschmutzungen des Bezugs kann eine Chlorlösung von bis zu 10.000 ppm verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die häufige Verwendung einer solchen Lösung zu einer kürzeren Lebensdauer des Gewebes führen kann. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigern auf biologischer oder phenolischer Basis. Vor der Lagerung vollständig waschen und trocknen.

GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Garantie