

ACUMEN

Schutzschrank für
Schlaf-Beatmungsgeräte



Pineapple



Der Schutzschrank für Schlaf-Beatmungsgeräte wurde als Ergänzung zur Acumen Serie entwickelt und bietet sicheren, flexibel anpassbaren Stauraum am Bett für eine Vielzahl von Schlafapnoegeräten-. Er lässt sich platzsparend auf einem Nachttisch aufstellen oder direkt an der Wand befestigen, wobei je nach Raumaufteilung zwischen einer links- oder rechtsseitigen Tür gewählt werden kann.

Das Produkt wurde speziell für risikoreiche, anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und verfügt über Funktionen zur Verringerung möglicher Strangulierungsrisiken sowie über

durchgehend minimierte Versteckmöglichkeiten. Zu den sicherheitsrelevanten Details zählen ein suizidhemmender Griff, eine abgerundete Oberseite, durchgehende Klavierbandscharniere sowie manipulationssichere Befestigungen. Dank sicherer, abnehmbarer Belüftungseinsätze kann der Schrank unterschiedliche Positionen der Schlafapnoe-Schläuche aufnehmen und verhindert gleichzeitig das unbefugte Entfernen durch Patienten. Das Ergebnis ist eine praktische, robuste und durchdachte Aufbewahrungslösung, die sowohl die Patientensicherheit als auch die Benutzerfreundlichkeit für das Personal gewährleistet.



ACUMEN SCHUTZSCHRANK FÜR SCHLAF-BEATMUNGSGERÄTE



**Acumen Schutzschrank
für Schlaf-Beatmungsgeräte**
1AU-CPAP
36,8 H | 46,2 B | 35,2 T (cm)
Gewicht: 13 kg

HAUPTMERKMALE	OPTIONEN	
→ Schweres Gewicht von 13 kg zur Verhinderung von Missbrauch	→ Erhältlich mit Tür auf der linken oder rechten Seite (Lüftungsschlitze auf der Scharnierseite der Tür)	
→ Abgerundete Griffe und Klavierbandscharniere verringern das Risiko von Strangulierungen	→ Erhältlich in Hickory (mit Fronten in Grau)	
→ Mit Belüftungsöffnungen zum Abführen von Wärme		
→ Die Belüftungsöffnungen lassen sich je nach Bedarf ein- und ausbauen, um unterschiedlichen Rohrführungen zu entsprechen		
→ Mit Schlüssel abschließbar		
→ Speziell entwickelt, um Versteckmöglichkeiten zu minimieren		
→ Standardmäßige Sicherheitsbefestigungen		
→ Kann an der Wand oder auf der Arbeitsplatte montiert werden		

Überzeugen Sie sich selbst...

Um einen persönlichen Besuch vor Ort oder einen Besuch in unserem Ausstellungsraum zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns unter:
+49 2739 8983910

Pineapple GmbH, Auf der Landeskronen 2, 57234 Wilnsdorf

T	+49 2739 8983910
E	kontakt@pineapplecontracts.com
W	de.pineapplecontracts.com

Pineapple