

FIJI TUBSESSEL

1FJ1-100

79 H | 60,5 B | 60 T (cm)

Sitzhöhe: 45,5 cm

Gewicht: 14 kg



EIGENSCHAFTEN

- Kompaktes, platzsparendes Design mit abgeschrägten Armlehnen, welche das Sitzen und Aufstehen erleichtern
- Feste Sitz- und Rückenpolster
- Tiefe Sitzkissen für zusätzlichen Komfort
- Belastbarkeit und Stabilität getestet für den Einsatz im Objektbereich



MATERIAL/FERTIGUNG

Konstruiert aus einem massivem Hartholzrahmen mit polierten Holzbeinen. Das Innere der Polster besteht aus schwer entflammbarem CMHR-Schaum, der sowohl für Patienten als auch Personal sicher ist.

PRÜFNORMEN

- Schwer entflammbar gemäß BS7176:2007, Feuerquelle Crib5
- Belastbarkeit und Stabilität geprüft gemäß BS EN 15373:2007

FARBE/OBERFLÄCHE

Gestell in den Ausführungen Natural und Oak erhältlich

BEZÜGE

Auswahl aus einem sehr umfangreichen Sortiment aus Bezügen, darunter Vinyl-, Leder- und wasserdichte Stoffe.

AUFBAU/MONTAGE

Wird gebrauchsfertig geliefert. Keine Montage erforderlich.

LIEFERUNG

Vorlaufzeit: 8 Wochen

PFLEGE

Regelmäßiges, leichtes Abstauben mit einem weichen Tuch reicht zumeist aus, um die Oberfläche des Produkts zu erhalten. Mobiliar aus Echtholz ist weich und kann relativ leicht zerkratzt werden. Daher ist es wichtig, scheuernde Reinigungsmittel zu vermeiden und beim Bewegen des Möbelstücks vorsichtig zu sein, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Übermäßige Wassermengen sollten vermieden werden, da auch dies das Mobiliar beschädigen kann. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung von Möbelpolitur, dass diese für die Verwendung an Echtholz geeignet sind. Für weitere Pflegehinweise besuchen Sie <https://de.pineapplecontracts.com/upholstery/pflegehinweise/>.

GEWÄHRLEISTUNG

7 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler (gilt nicht für Bezüge)

T

+49 2739 8983910

E

kontakt@pineapplecontracts.com

W

de.pineapplecontracts.com

Pineapple