

LEVO

Suizidhemmender
Liegesessel



Pineapple

*Unzugänglicher Mechanismus
minimiert Verletzungs- und
Suizidrisiken*



*Allein durch das
Körpergewicht verstellbar,
ohne Knöpfe oder Hebel*

Bei Patienten mit psychischen Störungen treten häufig auch körperliche Erkrankungen, wie Herz-Kreislauf¹-, Atemwegs²- und Stoffwechselstörungen³ auf.

Diese Begleiterkrankungen können zu komplexeren Mobilitätsproblemen führen, bei denen die erholsamen und verstellbaren Eigenschaften eines Liegesessels von Vorteil sind.

Es gibt auch Situationen, beispielsweise bei der Krisenbewältigung, bei denen kurze Ruhe- und Schlafphasen erforderlich sein können, bis eine Diagnose erfolgt ist.

Viele Liegesessel können ein Sicherheitsrisiko in psychiatrischen Einrichtungen darstellen, sei es aufgrund ihrer Bedienelemente (Griffe, Knöpfe und elektrische Handschalter) oder aufgrund ihrer zugänglichen Verstellmechanismen, die manipuliert oder zur Selbstverletzung verwendet werden können.

Der Levo Liegesessel wurde speziell dafür entwickelt, um solche Risiken zu minimieren. Er wird allein durch das Körpergewicht verstellt, es gibt somit keinen externen Bedienelemente, und der Verstellmechanismus ist unzugänglich, um das Selbstverletzungs- und Suizidrisiko zu minimieren.

DESIGN, UM SUIZIDRISIKEN ZU MINIMIEREN



Der Verstellmechanismus von Levo wurde so entwickelt, dass er unzugänglich ist, um Manipulationen zu verhindern und das Risiko für Selbstverletzung und Suizid zu minimieren.



Der Sockel und die Armlehnen von Levo bestehen aus einer einteiligen Konstruktion aus Polymer, wodurch eine extrem haltbare, wasserfeste und hygienische Oberfläche entsteht.

EINFACHE REINIGUNG

Die modulare Konstruktion von Levo ermöglicht es dem Personal, den Sitz vom Untergestell zu trennen, um eine gründliche Reinigung und sichere Inspektion zu ermöglichen.

Das modulare Design bedeutet ebenfalls, dass die Bestandteile einzeln repariert werden können, was die Nutzungsdauer des Liegesessels verlängert und Abfälle minimiert.





LEVO



Levo Liegesessel

Standardgewichtiges Modell 90 kg: 1LV1-00
 Beschwertes Modell 134 kg: 1LV1-134

Abmessungen in aufrechter Position:
 122,9 H | 85,2 B | 128,3 T (cm)

Abmessungen in liegender Position:
 88,1 H | 85,2 B | 183,3 T (cm)

*Eine bequeme und
 sichere Lösung speziell
 für anspruchsvolle
 Umgebungen*

HAUPTMERKMALE

- Die Liegebewegung wird durch das Körpergewicht gesteuert – es sind keine Bedienelemente oder hoher Kraftaufwand erforderlich
- Der interne Mechanismus ist unzugänglich, um das Suizid- und Selbstverletzungsrisiko zu minimieren
- Die breite Sitzfläche sorgt für Komfort beim Sitzen und Liegen
- Die hohe Rückenlehne stützt Kopf und Nacken
- Robuster und recycelbarer Sockel aus Polyethylen
- Sockel besteht zu 100 % aus recycelbarem Material

OPTIONEN

- Beschwertes Modell (134 kg)
- Sitz und Rückenlehne in einer sehr umfangreichen Auswahl an Bezügen
- Sockel (und Armlehnen) in einer breiten Farbauswahl aus 13 Ryno® Farben







FINDEN
SIE IHRE
OPTIMALE
FARB-
KOMBINATION

Literaturverweise

- Nielsen RE, Banner J, Jensen SE. Cardiovascular disease in patients with severe mental illness. Nat Rev Cardiol. 2021;18(2):136-145
- Brown S, Kim M, Mitchell C, Inskip H: Twenty-five year mortality of a community cohort with schizophrenia. Br J Psychiatry 2010;196:116-121
- Wysokinski A, Strzelecki D, Kloszewska I. Levels of triglycerides, cholesterol, LDL, HDL and glucose in patients with schizophrenia, unipolar depression and bipolar disorder. Diabetes Metab Syndr. 2015;9:168-176

Überzeugen Sie sich selbst...

Um eine persönliche Beratung vor Ort oder einen Besuch in unserem Ausstellungsraum zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns unter:
+49 2739 8983910

Pineapple GmbH, Auf der Landeskronen 2, 57234 Wilnsdorf

T +49 2739 8983910

E kontakt@pineapplecontracts.com

W de.pineapplecontracts.com

Pineapple